

Die Blase muss gerade in der Manschettenhülle liegen, ohne Fallen.

🔧 Verwenden Sie keinen Weichspüler.

⚠**WARNUNG:** Die innere Blase darf auf keinen Fall gewaschen werden!

⚠ Die Manschette ist empfindlich und muss schonend behandelt werden.

Garantie

Die Manschette hat eine Garantie von 2 Jahren auf die Funktionalität (Dichtigkeit der Blase).

- Manschettenhülle und Verschleissteile sind ausgeschlossen.
- Die Garantie gilt nur bei Vorlage des Kaufbelegs.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf unsachge-mässe Handhabung, Unfälle oder Nichtbeachtung der Gebrauchs-anleitung zurückzuführen sind.

Il bracciale ha una durata media di 2 anni o 5000 misurazioni in base all'evento che si verifica prima.

Descripción	ES
<div> <div><ol style="list-style-type: none">1 Brazalete 2 Tubo de brazalete 3 Conector del brazalete A 4 Conector del brazalete B</div></div>	
Elegir el conector	

- Para monitores de presión arterial que tengan un color blanco, plateado u oscuro use **conector de brazalete A** ③ con el pin conector gris en el dispositivo.
- Para monitores de presión arterial que tienen un conector de braza-lete de color amarillo en el dispositivo, use el **conector B** ④ con el pin amarillo del conector.

🔧 Para cambiar el conector, saque el conector del tubo del braza-lete e inserte el conector requerido en el tubo del brazalete todo lo que pueda.

Limpeza del brazalete

Para limpiar el manguito hágalo cuidadosamente con un paño húmedo y jabón neutro.

🔧 La vejiga debe quedar recta en la funda del brazalete, no doblada.

🔧 No utilizar suavizante.

⚠**ATENCIÓN:** ¡No debe lavarse, en ningún caso, la cámara de aire localizada en el interior!

⚠ Los brazaletes son sensibles y deben tratarse cuidadosa-mente.

Garantía

El brazalete tiene una garantía funcional (estaqueidad de la cámara de aire) de 2 años.

- No quedan incluidos los daños por desgaste de la funda y el cierre del brazalete.
- La garantía solo es válida si se presenta el ticket de compra.
- La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado, acci-dentes o por incumplimiento del manual de instrucciones.

El brazalete tiene una vida útil esperada de 2 años o 5000 medidas, lo que ocurra primero.

Descrição	PT
<div> <div><ol style="list-style-type: none">1 Braçadeira 2 Tubo da braçadeira 3 Conector da braçadeira A 4 Conector da braçadeira B</div></div>	
Seleção do conector	

- Para tensiómetros que possuam cor branca, cinza ou preta no conector do dispositivo, utilize o **conector A** ③ com o pin conector cinza.

- Para tensiómetros que possuem cor amarela no conector do dispo-sitivo, utilize o **conector B** ④ com o pin conector amarelo.

🔧 Para trocar o conector, puxe o conector para fora do tubo da braçadeira e insira o conector necessário nesse mesmo tubo, até inserir por completo.

Limpeza da braçadeira

Limpe a braçadeira cuidadosamente com um pano húmido e espuma de sabão.

🔧 A bolsa inflável deve ser colocada direita na capa da braça-deira, não dobrada

🔧 Não utilize amaciador de roupa.

⚠**AVISO:** Em circunstância alguma deverá lavar a bolsa de ar interior!

⚠ As braçadeiras são sensíveis e têm de ser manuseadas com cuidado.

Garantía

A braçadeira tem uma garantía funcional (estaqueicidade da bolsa de ar) por 2 anos.

- Não inclui danos na bolsa ou braçadeira causados pelo manusea-mento.

- A garantía só é válida após a apresentação do recibo de compra.
- A garantía não cobre os danos causados pelo uso indevido, acidentes, ou por incumprimento do manual de instruções.

A braçadeira tem uma vida útil média de 2 anos ou 5000 medições, o que ocorrer primeiro.

Περιγραφή	GR
<div> <div><ol style="list-style-type: none">1 Περιγραφή 2 Σωλήνας περιχειρίδας 3 Βύσμα περιχειρίδας A 4 Βύσμα περιχειρίδας B</div></div>	
Επιλογή βύσματος	

- Για πιεσόμετρα που έχουν λευκή, ασμή ή σκουρόχρωμη υποδοχή περιχειρίδας στη σασκευή, χρησιμοποιήστε το **Βύσμα περιχει-ρίδας A** ③ με τον γκρι ακροδέκτη σύνδεσης.

- Για πιεσόμετρα που έχουν μια κίτρινη υποδοχή περιχειρίδας στη σασκευή, χρησιμοποιήστε το **Βύσμα περιχειρίδας B** ④ με τον κίτρινο ακροδέκτη σύνδεσης.

🔧 Για να αλλάξετε το βύσμα, τραβήξτε το από το σωλήνα της περιχειρίδας και εισάγετε το απαιτούμενο βύσμα στον σωλήνα της περιχειρίδας όσο το δυνατόν βαθύτερα.

Καθαρισμός της περιχειρίδας

Απομακρύνετε προσεκτικά τυχόν λεκέδες από την περιχειρίδα, χρησιμοποιώντας υγρό πανί και σαπουνάδα.

🔧 Ο αεροθάλαμος πρέπει να είναι ευθεία τοποθετημένος στο κάλυμμα και όχι διπλωμένος.

🔧 Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό.

⚠**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να πλύνετε το εσωτερικό στέλεχος!

⚠ Οι περιχειρίδες είναι ευαίσθητες και πρέπει να τις χειρίζεστε με προσοχή.

Εγγύηση

Η περιχειρίδα έχει μια λειτουργική εγγύηση (σφίξιμο φούσας) για 2 χρόνια.

- Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται μανίκι και περιβλήμα περιχει-ρίδας, λάδι φθοράς.
- Η εγγύηση ισχύει μόνο με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ζηημά που προκαλείται από κακή χρήση, ατυχήματα ή μη συμμόρφωση στις οδηγίες χρήσης.

Η περιχειρίδα έχει μέση διάρκεια ζωής 2 χρόνια ή δυνατότητα 5000 μετρήσεων, όποιο προκύψει πρώτο.

Αçıklaması	TR
<div> <div><ol style="list-style-type: none">1 Kaf 2 Kaf Hortumu 3 Kaf Bağlantısı A 4 Kaf Bağlantısı B</div></div>	
Kaf bağlantısı seçimi	

- Βεяз, gri veya koyu renkli manşonu bulunan tansiyon aletlerinde, Gri bağlantı pini bulunan **A** ③ **konnektörünü kullanınız**.
- Üzerinde sarı renkli manşon soketi bulunan tansiyon aletlerinde, sarı pini**B** ④ **konnektörü kullanınız**.

🔧 Konnektörü değiştirmek için, konnektörü çekiniz ve gerekli konnektörü manşon tüp boşluğuna gidebildiği yere kadar itekle-yiniz.

Kafın temizlenmesi

Kaf üzerindeki noktaları sabunlu su ile nemlendirilmiş bezle dikkatli bir şekilde gideriniz.

🔧 The bladder must lay straight in the cuff cover, not folded.

🔧 Do not use fabric softener.

⚠**UYARI:** Hiçbir koşulda iç keseyi yıkamayın!

⚠ Kaf, hassastrır ve dikkatli biçimde kullanılmalıdır.

Garanti Kapsamı

Kafın 2 yıllık fonksiyonel bir garantisi vardır (hava kesesinin sıklığı).

- Garantiye koruyucu kılıf ve suyla temasından dolayı kafın kıvrılması dahil değildir.

- Garanti satın alma belgesinin ibrazı halinde geçerlidir.
- Garanti, yanlış kullanımdan, kazalar ve çalışma talimatlarına uygun davranılmamaktan kaynaklanan zarar ziyanı kapsamaz. Manşonun ortalama çalışma ömrü 2 yıl veya 5000 ölçümdür, hangisi önce gelirse

תיאור	HE
<div> <div><ol style="list-style-type: none">1 שרולית 2 צינור השרוול 3 מחבר השרוול A 4 מחבר השרוול B</div></div>	
בחירת המחבר	

- במדי לחץ דם ששקע השרוול שלהם בצבע לבן, כסוף או כהה, יש להשתמש **במחבר א** ③ עם התקע האפור.

- במדי לחץ דם ששקע השרוול שלהם בצבע צהוב, יש להשתמש **במחבר ב** ④ עם התקע הצהוב.

ⓘ להחלפת מחבר יש להסיר את המחבר מהצינור במשיכה ולהכניס את המחבר הדרוש לצינור עד הסוף.

ניקוי השרוליות	
<div> <div><ol style="list-style-type: none">1 ניתן להסיר בזהירות כתמים מהשרוליות בעזרת מטלית לחה ומ־סבון. 2 השקית המתנפחת צריכה להיות מונחת בתוך כיסוי השרוול כשהיא ישרה ולא מקופלת. 3 אין להשתמש במרפק כביסה.</div></div>	

⚠**אזהרה:** בשום מקרה אין לשתף את השלפוחית הפנימית!

⚠ השרולים עדינים ויש לטפל בהם בזהירות.

אחריות

השרוליות נוססה באחריות תפקודית (אטימות השלפוחית) למשך שנתיים.
השרוליות וסגירת השרוליות אינן נכללות באחריות בשל בלאי.
האחריות תקפה אך ורק עם הצגת קבלה על הקנייה.

- האחריות אינה נוססה חק שנגרם על-ידי שימוש לא נאות, תאונות או א-ציות להוראות הפעולה.

אורך חיים ממוצע של שרוול הינו שנתיים או 5000 שימושים, המוקדם מביניהם.

الوصف	AR
<div> <div><ol style="list-style-type: none">1 حزام الذراع 2 أنبوب حزام الذراع 3 موصل حزام الذراع A 4 موصل حزام الذراع B</div></div>	
اختيار الوصلة	

- في أجهزة قياس ضغط الدم التي يكون لون مأخذ حزام الذراع بها باللون الأسود أو الأبيض أو الفضي على الجهاز، استخدم **الوصلة A** ③ مع موصل حزام الذراع الرمادي.

- في أجهزة قياس ضغط الدم التي يكون بها مأخذ حزام الذراع باللون الأصفر على الجهاز، استخدم **الوصلة B** ④ مع

موصل حزام الذراع الأصفر.

ⓘ لتغيير الوصلة، اسحب الوصلة خارج أنبوب حزام الذراع وقم

بإدخال الوصلة المطلوبة في أنبوب حزام الذراع بأقصى عمق ممكن.

تنظيف حزام الذراع	
<div> <div><ol style="list-style-type: none">1 أزل البقع بحدز من على حزام الذراع باستخدام قطعة قماش مبللة ورغوة صابون. 2 بثغني وضع المفماخ بشكل عمودي في غطاء حزام الذراع، وليس مطوياً. 3 لا تستخدم مُعقم الأقمشة.</div></div>	
تحذير: لا تغم بغسل كيس الهواء من الداخل بأي حال من الأحوال!	

⚠ حزام الذراع حساس ويجب التعامل معه بعناية.

الكفالة	
<div> <div><ol style="list-style-type: none">1 تُشمل الكفالة أي خلل وظيفي لحزام الذراع مدّة سنتين. 2 الكفالة لا تشمل الغطاء الخارجي نظراً للبلى والتلف بالاستعمال. 3 لا تسري الكفالة إلا بتقديم إيصال الشراء. 4 لا تشمل الكفالة الأضرار الناجمة عن الاستعمال الخاطئ أو الحوادث أو عدم الالتزام بتعليمات التشغيل.</div></div>	
متوسط عمر الحزام الضاغط هو سنتان أو 5000 قياس ايهما ياتي او لا.	

توضيح	FA
<div> <div><ol style="list-style-type: none">1 بازوبند 2 لوحة بازوبند 3 اتصال بازوبند A 4 اتصال بازوبند B</div></div>	
التخاطب محل الاتصال	

- برای دستگاہ های اندازه گیری فشارخون که دارای سوکت های رنگی بازوبند به رنگهای سفید، قرمز ای و مشکی هستند، لطفاً **اتصال بازوبند A** ③ به رنگ طوسی را استفاده نمایید.

- برای دستگاہ اندازه گیری فشارخون با سوکت بازوبند به رنگ زرد لطفاً **اتصال بازوبند B** ④ به رنگ زرد را استفاده نمایید.

ⓘ برای تمویض اتصال دهنده، اتصال بازوبند را از بازوبند جدا نموده و اتصال دهنده موردنیاز را تا جاییکه ممکن است داخل لوله بازوبند قرار دهید.

تعییز کردن بازوبند	
<div> <div><ol style="list-style-type: none">1 لکه های روی بازوبند را با نکت توسط یک پارچه مرطوب و کف صابون پاک کنید. 2 اطمینان حاصل نمایید کیسه هوا به صورت صاف بدون تا خوردگی در درون رویه بازوبند قرار گیرد. 3 از نرم کننده پارچه استفاده نکنید.</div></div>	
هشدار: تحت هیچ شرایطی کیسه هوا را شستشو ندهید!	

⚠ بازوبندها حساس هستند و باید با دقت استفاده شوند.

ضمیمات

بازوبند تا دو سال دارای ضمانت عملکرد (استحکام کیسه هوا) می باشد.
• پارگی روکش و بازوبند شامل ضمانت نمی شود.
• ضمانت فقط در صورت همراه داشتن رسید خرید اعتبار دارد.
• ضمانت آسیب های حاصل از کاربرد نادرست، بیش آمدن ها و عدم پیروی از دستورالعمل را تحت پوشش قرار نمی دهد.
• بازوبند فشارسنج های میکروالایف دارای طول عمر کارکرد 2 سال و تا میزان 5000 اندازه گیری می باشند.

🇫🇷	FR	ÉTUI	+	NOTICE	BAV	USE	TRI
♿		♿			♿	♿	♿
♿	FR	A DÉPOSER EN MAGASIN	OU	A DÉPOSER EN DÉPÔTEUSE	♿	♿	♿
♿	FR	Cet appareil et ses piles se recyclent			♿	♿	♿
		Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr			♿	♿	♿
		Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !			♿	♿	♿